

TRAVENO - Resestrumpor



PRODUKTINFORMATION:

TRAVENO är tillverkad av 79% Meryl®Skinlife (polyamid) och 21% elasthan (lycra) och är mycket slitstark.

Precis som medicinska strumpor har den gradvis avtagande tryck och med c:a 15 mm Hg vid ankel dvs ungefär som medicinsk kompression klass I.

Meryl®Skinlife, är en innovativ microfiber som andas och som genom sin bakteriostatiska effekt motverkar fotsvett och lukt.

TRAVENO passar både man och kvinna och finns i färgerna svart, antrazit, marin samt sand.

STORLEKSGUIDE:

1 = skostorlek	36-37
2	38-39
3	40-41
4	42-43
5	44-45

CHECKLISTA FÖR DIG SOM RESER:

Fråga	Poäng
Ska du resa längre än 4 tim.?	1
Är du äldre än 40 år?	1
Är du äldre än 60 år?	2
Överviktig?	1
Äter du hormonpreparat?	1
Brukar dina ben svullna när du reser?	1
Har blodpropp förekommit i din familj?	1
Har du uttalade åderbrock?	2
Är du gravid?	2
Förlossning mindre än 2 mån sedan?	2
Hjärtproblem?	2
Har du allvarlig sjukdom?	2
Burit gips eller genomgått operation för mindre än 2 mån sedan?	2
Har du haft blodpropp, emboli eller annan blodsjukdom tidigare?	3

1-5 poäng:

Använd Traveno strumpor så är du välklädd och med skydd mot venproblem under resan

>5 poäng

Konsultera sjukvårdspersonal om lämplig strumpa eller annan åtgärd.